

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gyermek szónikus elektromos fogkefe

5 üzemmód • 19 800 rezgés/perc • IPX6 vízálló

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

1. A TERMÉK BEMUTATÁSA

A gyermek szónikus elektromos fogkefe egy nagy teljesítményű, mégis kíméletes fogápolási eszköz, amelyet **3–15 éves gyermekek számára terveztek**.

A készülék percenként **19 800 rezgéssel működő szónikus technológiát** használ, amely hatékonyan távolítja el a lepedéket a fogak felszínéről, a fogközökből és az ínyszél mentén, miközben kíméletes az érzékeny ínyhez.

Az **5 különböző tisztítási mód**, a **hosszú üzemidő** és az **IPX6 vízálló kivitel** biztonságos és hatékony fogápolást biztosít gyermekek számára.

2. A CSOMAG TARTALMA

A csomag az alábbiakat tartalmazza:

- 1 db gyermek elektromos fogkefe
 - 8 db cserélhető fogkefefej
 - 1 db Micro USB töltőkábel
 - 1 db használati útmutató
-

3. FŐBB JELLEMZŐK

- Szónikus tisztítási technológia
 - **19 800 rezgés percenként**
 - **5 intelligens tisztítási mód**
 - Többfokozatú sebességállítás
 - **IPX6 vízálló kivitel**
 - **Akár 30 napos üzemidő**
 - **1500 mAh akkumulátor**
 - Gyors **Micro USB töltés (1–3 óra)**
 - Élelmiszeripari minőségű szilikon bevonat
 - Csúszásmentes, gyermekbarát kialakítás
-

4. A FOGKEFE RÉSZEI

1. Fogkefefej (cserélhető)
 2. Fogkefenyak
 3. Fogkefetest
 4. Bekapcsoló / üzemmód gomb
 5. Töltőcsatlakozó (Micro USB)
 6. LED visszajelző
-

5. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Fogkefefej felhelyezése

Helyezze a fogkefefejet a készülék tetejére, majd nyomja rá határozottan, amíg stabilan rögzül.

2. Fogkrém felvitele

Tegyen kis mennyiségű fogkrémet a fogkefe fejére.

3. Bekapcsolás

Nyomja meg a **bekapcsoló gombot** a készülék elindításához.

4. Üzem mód kiválasztása

A gomb ismételt megnyomásával válthat az **5 tisztítási mód** között.

5. Fogmosás

Helyezze a fogkefét a fogakhoz, majd finoman vezesse végig a fogak mentén.
Nem szükséges erősen nyomni a fogakat.

6. Használat után

Kapcsolja ki a készüléket, majd öblítse le a fogkefefejet folyó víz alatt.

6. TISZTÍTÁSI MÓDOK

A készülék **5 különböző üzemmóddal** rendelkezik:

Gyengéd mód

Érzékeny ínyhez és kisebb gyermekek számára.

Napi tisztítás

Mindennapi fogmosáshoz.

Mélytisztítás

Alaposabb tisztítás a fogak és fogközök számára.

Fehérítő mód

Segít eltávolítani a felszíni elszíneződéseket.

Masszázs mód

Az íny stimulálására és egészségének támogatására.

7. TÖLTÉS

1. Csatlakoztassa a **Micro USB kábelt** a fogkeféhez.
 2. Dugja a töltőt egy **5V USB tápegységbe**.
 3. A töltési idő körülbelül **1–3 óra**.
 4. Egy teljes feltöltéssel a készülék **akár 30 napig használható**.
-

8. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Használat után mindig öblítse le a fogkefe fejét.
- Időnként vegye le a fejet és tisztítsa meg külön.
- A készüléket nedves ruhával törölje át.
- Ne használjon erős vegyszereket vagy súrolószereket.

A fogkefe fejét **3 havonta javasolt cserélni**.

9. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket **3 év alatti gyermekek ne használják**.
 - Gyermekek csak **szülői felügyelet mellett** használják.
 - Ne szerelje szét a készüléket.
 - Ne tegye ki a készüléket extrém hőnek.
 - Sérült töltőkábel vagy készülék esetén ne használja.
-

10. VÍZÁLLÓSÁG

A készülék **IPX6 vízállósági besorolással** rendelkezik.

Ez azt jelenti, hogy ellenáll a fröccsenő víznek, és biztonságosan használható fürdőszobai környezetben.

A készüléket **nem szabad vízbe meríteni hosszabb időre.**

11. MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Érték
Termék típusa	Gyermek szónikus elektromos fogkefe
Ajánlott kor	3–15 év
Rezgésszám	19 800/perc
Üzem módok	5
Vízállóság	IPX6
Akkumulátor	1500 mAh
Maximális üzemi idő	akár 30 nap
Töltési idő	1–3 óra
Tápellátás	újratölthető akkumulátor
Töltés	Micro USB
Teljesítmény	1,5 W
Feszültség	5 V

12. KÖRNYEZETVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az elektromos készülékeket és akkumulátorokat **nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni.** Kérjük, vigye el a készüléket hivatalos gyűjtőpontra újrahasznosítás céljából.

13. GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén az alkatrészeket vagy a teljes terméket az adott körülményeknek megfelelően kicseréljük. Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló számlát. A következő esetek garanciavesztéshez vezetnek: Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, például a tápegység nem megfelelő használatából, nem megfelelő aljzatba dugva okozta sérülések stb. Normál használat okozta öregedés és elhasználódás. Amennyiben problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a gyártó által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használata miatt. Elállás a termék kibontását követően higiéniai okokból nem lehetséges!

Forgalmazó:

Spalazzomed Kft.

spalazzomed@spalazzomed.hu

spalazzomed.hu