

Használati útmutató

Multifunkciós nyak- és arcmasszírozó készülék (KKS-183)

Termék leírása

Ez a multifunkciós szépségápolási készülék ötvözi a melegítés, vibráció és EMS (elektromos izomstimuláció) technológiát, hogy segítse a bőr feszesítését, a vérkeringés javítását és a hatóanyagok mélyebb felszívódását.

Fő funkciók

1. Melegítő funkció (kb. 42°C)

Megnyitja a pórusokat

Elősegíti a hatóanyagok felszívódását

Segíti a bőr ellazulását

2. Vibrációs masszázs

Serkenti a vérkeringést

Lazítja az izmokat

Javítja a bőr állapotát

3. EMS (izomstimuláció)

Segít feszesíteni a bőrt

Támogatja az arc és nyak kontúráját

Lifting hatás

Termék felépítése

Sima, melegítő masszázs felület

Levehető szilikon kefefej

Bekapcsoló / funkcióváltó gomb

Jelzőfény

USB töltőcsatlakozó

Készülék talp / töltőállomás

Használat előtt

Az első használat előtt teljesen töltsse fel

USB Type-C kábellel tölthető

Töltés közben:

piros fény = töltés

kék fény = teljesen feltöltve

Ne használja a készüléket töltés közben

Használati útmutató

1. Tisztítás (szilikon kefével)

Vigyen fel arctisztítót

Kapcsolja be a készüléket

Körkörös mozdulatokkal tisztítsa az arcot

2. Melegítés + hatóanyag bevitel

Vigyen fel szérumot vagy krémet

Használja a sima masszázs fejet

Finoman mozgassa alulról felfelé

Használja kb. 3 percig

3. EMS + lifting funkció

Használja a készüléket az arc és nyak területén

Felfelé irányuló mozdulatokkal dolgozzon

Segíti a bőr feszesítését

Működési módok (gombvezérlés)

Hosszan nyomva: bekapcsolás

fokozat: alacsony vibráció

fokozat: közepes vibráció

fokozat: erős vibráció

Melegítés mód (piros fény)

Vibráció + EMS kombináció

EMS intenzitás fokozatok

A gomb ismételt megnyomásával válthat a módok között

Hosszan nyomva kikapcsol

Használati javaslat

Napi 3–5 perc használat

Heti legalább 5 alkalom ajánlott

24 órán belül többször is használható

Fontos tudnivalók

Száraz, vízhiányos bőrön ne használja

Mindig használjon kozmetikumot (szérum/krém)

Ne nézzen közvetlenül a LED fénybe

Tisztítás és karbantartás

A szilikon fej vízzel tisztítható

A készüléket ne merítse vízbe

Használat után törölje szárazra

Biztonsági figyelmeztetések

Ne használja, ha:

bőrbetegségben szenved

gyulladt vagy sérült a bőre

allergiás reakciói vannak

idegrendszeri problémái vannak

hormonális kezelés alatt áll

terhes

Használat előtt kérje orvos tanácsát, ha bizonytalan

Gyakori kérdések

Miért nem működik a készülék?

Ellenőrizze, hogy fel van-e töltve

Ellenőrizze a töltőkábelt

Nem érzem a melegítést

Ellenőrizze a hőfok módot

Válassza ki a megfelelő fokozatot

Használható krém nélkül?

Nem ajánlott

A hatékonyság csökken

Műszaki adatok

Modell: KKS-183

Anyag: ABS + szilikon

Méret: kb. 106 × 75 × 75 mm

Súly: kb. 160 g

Hőmérséklet: kb. 42°C ±6°C

Feszültség: 3.7V

Teljesítmény: 2.7 W

Akkumulátor: lítium akkumulátor

Töltés: 5V / 0.5A (USB-C)

Töltési idő: kb. 1,5 óra

Figyelmeztetés

Ne szerelje szét a készüléket

Ne tegye ki magas hőnek

Ne használja vízben

Gyermekektől távol tartandó

Környezetvédelmi tájékoztató

Az elektromos készülékeket és akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, vigye el a készüléket hivatalos gyűjtőpontra újrahasznosítás céljából.

Garancia és jótállás

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén az alkatrészeket vagy a teljes terméket az adott körülményeknek megfelelően kicseréljük. Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló számlát. A következő esetek garanciavesztéshez vezetnek: Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, például a tápegység nem megfelelő használatából, nem megfelelő aljzatba dugva okozta sérülések stb. Normál használat okozta öregedés és elhasználódás. Amennyiben problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a gyártó által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használata miatt. Elállás a termék kibontását követően higiéniai okokból nem lehetséges!

Forgalmazó: Spalazzomed Kft.

spalazzomed@spalazzomed.hu

spalazzomed.hu